




# Flab<sub>s</sub>

Auflageflab

# positronic

## beam service GmbH



## Flab zur Teletherapie

Das Flab wird zur Anwendung der Teletherapie bei Krebspatienten eingesetzt. Es besteht aus einem glasklaren, gewebeäquivalenten Material, welches sich der Körperkontur leicht anpaßt, ohne daß sich die konstante Materialdicke dabei verändert.

Dichte 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Das Flab wird vor der Strahlenapplikation lose auf die zu bestrahlende Körperoberfläche aufgelegt. Die Transparenz des Flabmaterials erlaubt die einwandfreie Erkennung der jeweils angezeichneten Bestrahlungsregion.

Das Flab zur Teletherapie besitzt das CE-Zeichen und ist ausschließlich für die äußerliche Anwendung am Menschen bestimmt. Es ist nicht für die Anwendung im Körper des Patienten vorgesehen.

Je nach individuellem Anwendungsfall kann zwischen verschiedenen Flabdicken gewählt werden. Derzeit stehen nachfolgend genannte Flabausführungen zur Verfügung.

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Abmessungen
059501	TFL 120/120/5	120 x 120 x 5 mm
059601	TFL 300/300/3	300 x 300 x 3 mm
059602	TFL 300/300/5	300 x 300 x 5 mm
059603	TFL 300/300/10	300 x 300 x 10 mm
059604	TFL 300/300/15	300 x 300 x 15 mm

Preise auf Anfrage



Bei normaler Anwendung wird das Material nicht dauerhaft verformt. Die Lagerung sollte auf einer flachen Unterlage erfolgen. Das Flab zur Teletherapie wird im Lieferzustand beidseitig von zwei Kunststoffolien umschlossen, die auch bei der Lagerung verwendet werden sollten.



### Kontakt:

positronic beam service GmbH  
Industriestraße 8b  
25462 Rellingen  
Internet: [www.beamservice.de](http://www.beamservice.de)

### Ansprechpartner:

Reiner Armoneit  
Tel. 04101 / 5555 - 13  
Fax 04101 / 5555 - 01  
Email [ra@beamservice.de](mailto:ra@beamservice.de)

vCard:

