



Gonadenkapsel

2 teilig, mit Nut und Feder;
die Teilstücke sind durch die Formgebung
untereinander einfach zu positionieren.
Der Verschluss erfolgt durch 2 Gummi
Spannbänder, die zum Artikel gehören.

Wenn Sie den Ständer Art. Nr. 59741
einsetzen ist dieser in der Höhe einstellbar;
die Formgebung der Kapselaufnahme macht
den Einsatz der Spannbänder überflüssig.

- Kapseln aus Blei, Wanddicke 12,7mm
- Oberfläche Polyurethan beschichtet

Art. Nr.	Größe	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Öffnung mm	Gewicht kg
59738	klein	51	76	15x32	1,8
59739	mittel	64	89	19x41	2,6
59740	groß	76	102	25x51	3,3

Kontakt

Reiner Arnoneit

Tel. +49 (4101) / 5555 - 13

Fax +49 (4101) / 5555 - 01

Email ra@beamservice.de

Web: www.beamservice.de

positronic beam service GmbH
Industriestraße 10E
25462 Rellingen
Germany