

positronic - Ergebnisse nach Maß und Bedarf



## Ordnung im Bunker!

**Ihr Vorteil:**

**Ihre Elektronen-Tuben werden wie am Beschleuniger in den ParkSlot eingeschoben und arretieren, hier durch Schwerkraft.**

**Der ParkSlot ist aus schlagfestem Kunststoff hergestellt und wird mit Spaxschrauben am Regalbrett befestigt. Er ist aneinanderreihbar.**

**Platzbedarf:**

**B 350 \* T 330 mm + Tubuslänge**

Ihr hochwertiges, präzises Zubehör sollte sachgerecht gelagert werden. Sturzschäden sollten vermieden werden, der Lagerungsort sollte immer derselbe sein, so das ein Suchen nicht unnötig Zeit benötigt.

## Parken Sie Ihre E-Tuben sicher ein!



### Kontakt

Reiner Armoneit

Tel. +49 (4101) / 5555 - 13

Fax +49 (4101) / 5555 - 01

Email [ra@beamservice.de](mailto:ra@beamservice.de)

Web [www.beamservice.de](http://www.beamservice.de)

**positronic beam service GmbH**

Industriestraße 10E

25462 Rellingen

Germany

\*

für ELEKTA und Varian in Vorbereitung. Version 1.1