

positronic - Ergebnisse nach Maß und Bedarf



Ordnung im Bunker!

Ihr Vorteil:

Ihre Elektronen-Tuben werden wie am Beschleuniger in den ParkSlot eingeschoben und arretieren, hier durch Schwerkraft.

Der ParkSlot ist aus schlagfestem Kunststoff hergestellt und wird mit Spaxschrauben am Regalbrett befestigt. Er ist aneinanderreihbar.

Platzbedarf:

B 350 * T 330 mm + Tubuslänge

Ihr hochwertiges, präzises Zubehör sollte sachgerecht gelagert werden. Sturzschäden sollten vermieden werden, der Lagerungsort sollte immer derselbe sein, so das ein Suchen nicht unnötig Zeit benötigt.

Parken Sie Ihre E-Tuben sicher ein!



Kontakt

Reiner Armoneit

Tel. +49 (4101) / 5555 - 13

Fax +49 (4101) / 5555 - 01

Email ra@beamservice.de

Web www.beamservice.de

positronic beam service GmbH

Industriestraße 8b

25462 Rellingen

Germany

*

für ELEKTA und Varian in Vorbereitung. Version 1.1